

Уважаемые коллеги!

Данным письмом, мы предлагаем Вам рассмотреть самый инновационный и результативный инструмент для эстетической медицины - лазерную платформу "XEO: 3D" от лидера в области высоких технологий, американской компании **CUTERA**.

Компания **CUTERA** - это производитель №1 в мире лазерных и фототехнологий.

Согласно данным авторитетного рейтингового агентства "Aesthetic Trends & Technologies" (www.aesthetic Trends & Technologies.com), по результатам опроса более 5000 практикующих специалистов со всего мира, лазерное оборудование cutera (кутера) занимает лидирующие места в 11 из 12 номинаций среди всех производителей.

А согласно результатам отчета Научно-Исследовательской Группы "Millennium" (www.mrg.net "Millennium Research Group"), которая опубликовала результаты опроса врачей посетивших в 2009 ежегодное собрание Американской Академии Дерматологов в San Antonio – компания **CUTERA** получила наивысшую оценку среди других производителей лазерного и светового оборудования в области эстетической мидицины.

Специалисты группы "Millennium" просили дать оценку этих компаний, по следующим критериям:

1. Эффективность (результативность)
2. Спектр возможностей
3. Простота в использовании
4. Подготовка и обучение специалистов
5. Удобство и безопасность для пациентов
6. Соотношение цена-качество

и по всем вышеперечисленным критериям оборудование компании **CUTERA** заняло 1 (первое) место в рейтинге!

Сегодня, оборудование **CUTERA** – это синоним высоких лазерных технологий, эксклюзивных результатов и самой высокой степени безопасности для клиентов.



О комплектации "3D":

Мы предлагаем Вам ознакомиться с возможностями мультифункциональной и эксклюзивной платформой "XEO: 3D", возможности которой не доступны ни одному другому производителю.

Данная комплектация позволяет решать все кожные нарушения эстетического характера и проводить эксклюзивное трехуровневое омоложение кожи.

3D – это трехслойный неаблятивный подход для комплексного трехмерного омоложения кожи, результатом которого является улучшенные тонуса кожи, ее текстуры и упругости, удаление всех сосудистых нарушений на лице, пигментов и других эстетических дефектов. (<http://cutera.com.ua/proc/212.htm>)

О функциональных возможностях платформы "3D"

3D омоложение кожи

LimeLight™

цель: эпидермис

задача: удаление дисхромии (коричневые и красные пятна), телеангиэктазии

Laser Genesis™


цель: верхний слой дермы

задача: сократить размер пор и улучшить текстуру кожи

Titan™

цель: прогрев глубоких слоев дермы

задача: подтяжка кожной ткани



1. **3D: Laser Genesis** – это нехирургическое лазерное омоложение кожи (лазер генезис): первый запатентованный микросекундный Nd: YAG 1064 лазер, позволяющий достигать эффективных результатов по устранению эритем, уменьшению морщин и шрамов, сужению кожных пор и выравниванию текстуры кожи (<http://cutera.com.ua/bait/159.htm>)

2. **3D: Photo Genesis** – это новаторская технология (LimeLight - лаймлайт) «3 в 1» для фотоомоложения. Первая система, обеспечивающая возможность выбора одной из трех рабочей длины волны от 520 до 1100nm, в зависимости от вида проводящейся обработки, основанная на использовании импульсного света и применяемая для проведения процедур по фотоомоложению кожи для устранения диффузной красноты, дисхромии (пигментных пятен), розацеи и лечения телеангиэктазий (<http://cutera.com.ua/bait/161.htm>)

3. **3D: Titan** – это самая эффективная и безопасная технология для термолифтинга кожи, первая система для нехирургической подтяжки кожной ткани с излучающим действием индивидуально дозированного инфракрасного света (<http://cutera.com.ua/titan.htm>)

4. **CoolGlide** — самый эффективный сосудистый лазер. **Laser Vascular** - это первый, обеспечивающий высокую лечебную эффективность лазер Nd: YAG 1064 nm для лечения всех сосудистых нарушений на лице и ногах, имеющий программу автономного контроля клинически эффективной ширины и мощности импульса (<http://www.cutera.com.ua/bait/160.htm>).



5. **Laser Hair Removal** – самый безопасный и эффективный лазер для удаления волос на всех фототипах кожи (I-VI). Он действует по принципу селективного фототермолиза, обеспечивая возможность одновременного селективного выбора и обработки большого количества волос неинвазивным методом (<http://www.cutera.com.ua/bait/179.htm>)

Каждая из функций данной комплектации может работать как отдельно, так и в сочетании с другими, обеспечивая при этом наилучшие, эксклюзивные результаты и высочайшую степень безопасности для клиента.


О платформе XEO:


Xeo - это мультифункциональная платформа, вершина инженерных инноваций в мировой лазерной косметологии, которая позволяет совместить самые эффективные виды лазерного и фотолечения в одной системе! Только на Xeo возможно проводить любые модернизации (upgrade) технологиями, которые уже выпустила или будут выпускать компанией cutera, при этом сэкономив 50% стоимости автономных систем.

Многочисленные технологии и максимальная безопасность – эксклюзивное отличие Xeo.

Кроме того, что лазер выдает сглаженный выходящий импульс, высокотехнологичная платформа Xeo контролирует параметры всех до единого импульсов в режиме реального времени (калибровка перед каждым импульсом), тем самым увеличивая качество процедуры, делая ее максимально безопасной для клиента.

Самое современное программное обеспечение обеспечивает превосходную навигацию для доктора при выборе необходимых программ лечения, страхует его от всевозможных ошибок, защищая при этом в первую очередь клиента от неправильного выбора параметров, и позволяет проводить диагностику всех систем платформы даже через интернет.





Лазерная насадка оснащена системой встроенного контактного охлаждения, которое обеспечивает постоянную защиту эпидермиса до, после и во время импульса, через покрытую позолотой пластину ручки, обеспечивая максимально возможный комфорт процедуры для клиента. При этом, система не нуждается в дополнительных расходных материалах для охлаждения ткани, а температура охлаждающей пластины постоянно контролируется специальным датчиком, обеспечивая высокую безопасность лечения.

Запатентованная технология **PowerFlex™** позволяет независимо настраивать мощность, длительность (ширину) и частоту импульса таким образом, чтобы обеспечить нужные параметры индивидуального лечения разных проблем на самом высоком клиническом уровне. Результат – быстрое и эффективное лечение самого широкого спектра эстетических проблем сегодняшнего времени.

На данном этапе, мы еще раз благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию компании CUTERA (США) и приглашаем Вас на презентацию данной платформы в удобное для Вас время.

Учебный Центр Космо-Трейд и компания Cutera готовы провести полное обучение Ваших специалистов (в Украине, в Цюрихе или в Барселоне), а также пригласить для презентации в день открытия центра одного из лучших специалистов мира в лазерных технологиях – Антонио Кампо Воеджели для более эффективной рекламной кампании.